

# MEDI GUN

PRO<sup>®</sup>

MANUAL



  
CASADA<sup>®</sup>  
SPORTS

Casada International GmbH | Obermeiers Feld 3 | 33104 Paderborn  
[www.casada.com](http://www.casada.com)

# INFORMACJA O PRODUKCIE

MediGunPRO firmy Casada to bezprzewodowe, najnowocześniejsze urządzenie do masażu, które pomaga zmniejszyć ból i napięcie mięśni, stymuluje krążenie krwi, poprawia mobilność i ogólną kondycję układu mięśniowo-szkieletowego.

## NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA



1. Zaawansowany technologicznie MediGunPRO z mocnym bezszczotkowym silnikiem o wysokim momencie obrotowym
2. Wymienne nasadki na głowicę (x6) - Rozwidlona, Punktowa, Płaska, Okrągła, Trapezowa, Falowana
3. Akumulator litowo-jonowy (przy pełnym naładowaniu czas pracy wynosi ponad 4 godziny)
4. Poziomy prędkości
5. Tryb pracy
6. Zwiększanie prędkości
7. Zmniejszanie prędkości
8. Wskaźnik poziomu baterii
9. Wejście kabla ładowarki
10. Włącznik / Wyłącznik

### DANE TECHNICZNE

**Model:** CMK-149

**Wymiary:** 17cm x 21,8cm x 6,3cm

**Częstotliwość:** **Poziom 1** – 30 Hz 1800 uderzeń/min | **Poziom 2** – 36 Hz 2200 uderzeń/min |  
**Poziom 3** – 43 Hz 2600 uderzeń/min | **Poziom 4** – 50 Hz 3000 uderzeń/min |  
**Poziom 5** – 56 Hz 3400 uderzeń/min

**Waga:** 1,1 kg

**Napięcie:** 110 – 240 V, 50 / 60 Hz – 5A, 26 V – DC – 1A

**Zasilacz:** Input: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.3A

Output: DC 26V, 1A

**Urządzenie:** 6x wbudowana bateria litowa

DC 21.6 V, 2600mAh

**Certyfikaty:**



# INSTRUKCJA OBSŁUGI



## NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA

### ŁADOWANIE

- Przed pierwszym użyciu urządzenie należy ładować do 6 godzin.
- Podczas ładowania podłącz końcówkę dostarczonego zasilacza 26 V do wejścia w ręczce urządzenia. Wtyczkę zasilacza podłącz do gniazdka, a następnie ustaw przełącznik zasilania w pozycji ON, aby rozpocząć ładowanie. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, odłącz przewód zasilający i wyłącz urządzenie na 3 sekundy, zanim rozpoczniesz korzystanie z MediGunPRO.
- Podczas ładowania kontrolka LED miga, wskazując poziom naładowania baterii.
- Gdy diody LED przestaną migać i wszystkie będą zapalone, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany.
- Bateria może zostać doładowana w dowolnym momencie, niezależnie od aktualnego poziomu naładowania.
- Nie zaleca się pełnego rozładowywania akumulatora do poziomu czerwonej diody LED.
- Średni czas pracy urządzenia wynosi ok. 2 godzin, w zależności od poziomu prędkości i siły nacisku na masowany obszar.

**UWAGA:** NIE NALEŻY UŻYWAĆ MEDIGUNPRO PODCZAS ŁADOWANIA.

### UŻYTKOWANIE

1. Ustaw przełącznik zasilania na spodzie akumulatora w pozycji „ON”, aby uruchomić urządzenie. Ustaw
2. Naciśnij przycisk trybu pracy, gdy urządzenie jest włączone. MediGunPRO uruchomi się w trybie ręcznym, który można regulować za pomocą przycisków „- / +”. Ponowne naciśnięcie przycisku trybu powoduje przejście do trybu automatycznego, który również można regulować za pomocą przycisków „- / +”. W trybie automatycznym prędkość pracy urządzenia zmienia się w 5-sekundowych interwałach.
3. Masuj wybraną część ciała z wybraną prędkością, dociskając wg potrzeb.
4. Po wyłączeniu zasilania można zmienić głowicę masującą - wystarczy ją mocno pociągnąć.

### KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej, zwilżonej szmatki. Następnie wytrzyj je do sucha.

# WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

## UWAGA

- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie. Trzymać je z dala od cieczy i źródeł ciepła. Chronić otwoery wentylacyjne przed kurzem i zanieczyszczeniami.
- Nie należy odkręcać śrub ani rozkręcać urządzenia.
- Nie używać urządzenia w sposób ciągły dłużej, niż godzinę. Przed ponownym użyciem należy pozwolić urządzeniu odpocząć przez 30 minut.
- Urządzenie należy odłączyć od zasilania po naładowaniu baterii oraz zawsze przed użyciem.
- Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie używać w razie urazu. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.

## INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

### Ostrzeżenie

**Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru i obrażeń ciała, należy używać tego produktu zgodnie z przeznaczeniem i z następującymi wskazówkami:**

- Urządzenie przeznaczone dla osób dorosłych.
- Używaj tylko na suchej, czystej skórze ciała, delikatnie naciskając i przesuwając masażer po ciele przez około 60 sekund na masowany obszar.
- Używaj MediGunPRO tylko na tkanki miękkie ciała zgodnie z potrzebami, bez powodowania bólu lub dyskomfortu.
- Urządzenia nie należy stosować na głowę ani na twarde czy kostne części ciała.
- Używaj tylko tych nasadek, których działanie zapewnia najlepszy efekt.
- Siniaki mogą wystąpić niezależnie od zastosowanej prędkości czy nacisku. Często sprawdzaj masowane miejsca i natychmiast przerwij masaż przy pierwszych oznakach bólu lub dyskomfortu.
- Trzymaj palce, włosy oraz inne części ciała z dala od trzonu i tylnej części nasadki, ponieważ może dojść do ściśnięcia.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w otworach wentylacyjnych urządzenia MediGunPRO.
- Urządzenia MediGunPRO nie należy zanurzać w wodzie ani nie dopuszczać do przedostania się wody do otworów wentylacyjnych.
- Nie upuszczaj ani nie używaj MediGunPRO niezgodnie z przeznaczeniem.
- Urządzenie należy ładować wyłącznie za pomocą oryginalnej dołączonej ładowarki 24VDC.
- Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź urządzenie i baterię.
- Nie należy manipulować przy urządzeniu ani rozbierać go.
- MediGunPRO nie powinien być zostawiany bez nadzoru podczas pracy oraz ładowania.

### PRZECIWSKAZANIA

**Nie należy używać MediGunPRO ani żadnego urządzenia wibracyjnego bez uprzedniej zgody lekarza, jeśli zachodzi którakolwiek z poniższych sytuacji:**

Ciąża, cukrzyca z powikłaniami, takimi jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki, posiadanie rozrusznika, niedawno przeżyta operacja, padaczka lub migreny, przepuklina dysków, spondylolisteza, spondyloliza lub spondyloza, niedawne wymiany stawów lub wszczepy jakichkolwiek implantów, dowolne obawy dotyczące

zdrowia fizycznego. Osobom słabym i dzieciom powinna towarzyszyć osoba dorosła podczas korzystania z dowolnego urządzenia wibracyjnego. Te przeciwwskazania nie oznaczają, że nie wolno korzystać z urządzeń wibracyjnych czy urządzeń do ćwiczeń, jednak zalecamy, by w takich wypadkach najpierw skonsultować się z lekarzem. Trwają badania nad wpływem ćwiczeń wibracyjnych na określone zaburzenia medyczne. Spowoduje to prawdopodobnie skrócenie listy przeciwwskazań, wymienionych powyżej. Praktyczne doświadczenie pokazało, że włączenie ćwiczeń wibracyjnych do planu leczenia jest zalecane w wielu przypadkach. Należy tego dokonać za radą, w towarzystwie lekarza, specjalisty lub fizjoterapeuty.

## WARUNKI GWARANCJI

Produkt objęty jest przez dystrybutora ustawowym czasem gwarancji. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu urządzenia. Wymogiem do roszczenia gwarancji jest okazanie dowodu zakupu. W okresie gwarancji dystrybutor dokonuje naprawy lub wymiany oryginalnego urządzenia nieodpłatnie. Gwarancja nie obejmuje części, które ulegają zużyciu jak m.in. pokrycie fotela. Wymogiem do roszczenia gwarancji jest dostarczenie uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu przed upływem obowiązującego czasu gwarancji.

Prawo do gwarancji nie obowiązuje, jeśli uszkodzenie urządzenia spowodowane zostało np. przez czynniki zewnętrzne, wskutek dokonywania naprawy lub modyfikacji przez osoby nieupoważnione do takich czynności przez autoryzowanego dystrybutora. Obowiązki gwarancyjne dystrybutora ograniczone są do naprawy lub wymiany urządzenia. Na podstawie niniejszej gwarancji ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek niezgodnego z instrukcją i /lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Jeśli w trakcie przeglądu reklamowanego urządzenia okaże się, że istniejące uszkodzenie nie jest objęte gwarancją, lub że upłynął okres gwarancji klient zostanie obciążony kosztem przeglądu urządzenia i jego naprawy.

Uwagi prawne: Niniejsze treści nie stanowią zaleceń medycznych. Postawienie diagnozy oraz leczenie schorzeń i zaburzeń natury medycznej powinno być przeprowadzane przez lekarza lub terapeutę. Niniejsze treści mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako alternatywa dla terapii medycznych.

Każdy użytkownik powinien kontrolować swój stan zdrowia, a jeśli zachodzi taka konieczność skonsultować możliwość i sposób korzystania z urządzenia z lekarzem lub terapeutą. Użytkownik korzysta z urządzenia na własną odpowiedzialność. Producent nie gwarantuje, że nastąpi poprawa stanu zdrowia, ani tym bardziej całkowite wyleczenie.

### Gratulacje!

Dokonując tego zakupu udowodnili Państwo wysoką świadomość profilaktyki zdrowia.

Od 2000 roku – kiedy CASADA została założona, nazwa ta jest symbolem najwyższej jakości produktów wellness & spa. Dziś produkty CASADA są dostępne w przeszło 37 krajach na całym świecie! Ciągła ewolucja, niepowtarzalny design oraz niekończące się dążenie w kierunku poprawy jakości życia, wyróżniają produkty CASADA tak samo, jak najwyższa jakość naszych produktów, na której można polegać.

Aby w dłuższej perspektywie cieszyć się zaletami urządzenia do masażu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji obsługi.





